

Serwis Aparatury Medycznej Ul. Legionistów 187, 94-079 Łódź		Badanie Bezpieczeństwa Elektrycznego zgodne z PN-EN-62353	
PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO			
Nazwa placówki: Centrum Diagnostyki i Terapii	Nazwa urządzenia: KARDIOMONITOR		
	Typ: G3045		
	Nr seryjny: CN32712095		
	Producent: Gotway		
Oddział Intensywnej Terapii	Rok produkcji: 2014		
Kontrola wizualna	Badanie Bezpieczeństwa Elektrycznego		
	Rezystencja przewodu ochronnego: $0,2 \Omega \leq 0,3 \Omega$		
Obudowa: OK			
Wyposażenie: Żle	Klasa ochronności	Części Aplikacyjne	
Test funkcjonalny: Żle		B BF CF	
Test alarmów: OK	Rezystancja izolacji R_{iso}		$> 100 M\Omega$
Test akumulatora: Żle	Prąd upływu aparatu I_{LEAK}		02 mA
Wpisano w paszport: Tak	Prąd upływu pacjenta $I_{P_{LEAK}}$		0,1 mA
Aparat sprawny technicznie. Nadaje się do dalszej eksploatacji w służbie zdrowia.			
Uwagi: Uszkodzony kabel EKG Uszkodzony akumulator Uszkodzona bateria litowa Aparat należy przekazać do serwisu w celu naprawy			
Data badania	06.10.2023	 Serwis Aparatury Medycznej Ul. Legionistów 187, 94-079 Łódź Podpis i Pieczęć	
Data następnego badania	06.10.2024		
Przyrząd pomiarowy	Świadectwo Kwalifikacji serwisanta nr. E/322/25/2021		
Producent przyrządu oraz jego typ	Świadectwo Kwalifikacji serwisanta nr. D/322/17/2021		
Numer seryjny przyrządu pomiarowego	Organ wydający Świadectwo Kwalifikacji: STIP CHEM		